


ENDO ACTIVATOR[®]

УДОБНЫЙ И БЕЗОПАСНЫЙ АППАРАТ ДЛЯ
АКТИВАЦИИ ИРРИГАЦИОННОГО РАСТВОРА



Безопасно · Эффективно · Просто

Разработан при участии:

Clifford J. Ruddle DDS,

Robert H. Sharp DDS,

Pierre Machtou DDS

DENTSPLY
MAILLEFER

ENDO ACTIVATOR®

ОДИН ФАКТ

Активация раствора в хорошо сформированных каналах играет важную роль в удалении продуктов распада и дезинфекции системы корневых каналов.



Материалы любезно предоставлены Clifford J. Ruddle DDS

ОДНО РЕШЕНИЕ

EndoActivator® создан для безопасной и энергичной активации внутриканальных ирригационных растворов в процессе эндодонтического лечения.

МНОГО ПРЕИМУЩЕСТВ

Безопасно

- Прочные гибкие насадки из полимера медицинского назначения
- Одноразового использования
- Не режущие насадки без покрытия

Эффективно

- Создаётся движение жидкости
- Улучшается удаление продуктов распада и разрушение смазанного слоя и биоплёнки

Просто

- Очень простая процедура клинического применения
- Удобный аппарат
- Идеален для практики, где важна портативность

Форма углового наконечника, обеспечивающая лёгкий доступ к боковой группе зубов

Легко нажимаемая кнопка вкл./выкл.

Быстрая смена насадок для различных процедур

3-х скоростной звуковой мотор

Эргономичный беспроводной наконечник, работающий от батареи

ПОЛНЫЙ НАБОР (REF A 0911) ВКЛЮЧАЕТ В СЕБЯ

- 1х Наконечник EndoActivator® (включая батарею) • REF A 0912
- Насадки для активатора 25x Small (#15/.02), 25x Medium (#25/.04), 25x Large (#35/.04)
- 100 х одноразовые гигиенические рукава • REF A 0914
- 1х руководство по применению
- 1х карта последовательности использования аппарата
- 1х обучающий DVD

Возможно заказать любой из компонентов



SMALL - # 15/.02 • REF A 0913 022 015 00

MEDIUM - # 25/.04 • REF A 0913 022 025 00

LARGE - # 35/.04 • REF A 0913 022 035 00



Endo Inventions, LLC
122 S. Patterson Avenue, Ste. 206
Santa Barbara, CA 93111 USA

DENTSPLY Russia Limited
Москва 129090, проспект Мира, д.6
Тел.: +7 495 988 28 08

Dentsply Maillefer • CH-1338 Ballaigues • Switzerland

www.dentsplycis.com

Distributed by:

DENTSPLY
MAILLEFER

SPR/F1901117.E/01/2010 updated 06/2010