



ООО «Анхел Трейдинг»
Эксклюзивный дистрибьютор на территории РФ
8-800-775-90-39 Отдел оптовых продаж
8-800-700-38-20 Отдел розничных продаж
8-(8452)-40-40-45 Отдел сервисного обслуживания
info@anhel.ru
www.anhel.ru

Стерилизатор паровой медицинский Romax YS-18L, YS-22L



**Стерилизатор паровой медицинский
Автоклав ROMAX - YS-18L, YS-22L**

ПАСПОРТ

Назначение изделия

Паровой стерилизатор прошел сертификацию и имеет регистрационное удостоверение: РЗН 2021/15011 от 16 декабря 2021, декларацию о соответствии ЕАЭС N RU Д-СН.РА01.В.45874/22

Данный стерилизатор предназначен для использования в медицинских целях, в общей врачебной практике, стоматологии, ветеринарии и хироподии/подиатрии, в учреждениях по уходу за личной гигиеной и красотой. Он также используется для материалов и оборудования, соприкасающихся с кровью или жидкостями организма, приспособления используемые косметологами, татуировщиками, специалистами по пирсингу и парикмахерами.
Изготовитель: КНР

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип работы - Фронтальная загрузка
Программа - 5 предустановленных программ стерилизации
Программы тестирования В&D / Helix / Vacuum
Вывод данных - термопринтер (опционально)
Генерация пара - отдельный парогенератор
Бак для воды - 2 *4 л
Частота - 50 Гц
Мощность - 1,7 кВт
Температура стерилизации - 105 - 134
Максимальное рабочее давление - 0.21-0.23МРА
Срок службы - 5 лет
Материал камеры - Нержавеющая сталь
Доступные цвета - Белый
Тип экрана - цифровой
Размер экрана - 2,5 x 2 см, 3,8 x 2 см
Замковая система дверей - механическая

2. КОМПЛЕКТАЦИЯ

Наименование	YS-18,22L
Паровой стерилизатор	1
Шланг для слива	1
Лоток	1
Кабель для питания	1
Подставка для лотков	1
Держатель для лотков	1

3. ГАРАНТИИ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

Предприятие-изготовитель гарантирует безотказную работу в течение гарантийного срока при условии соблюдения потребителем правил эксплуатации, транспортировки и хранения, указанных в паспорте.

4. Гарантийное обслуживание

Уважаемый покупатель! Благодарим за использование нашего изделия. Для получения гарантийного обслуживания изделия внимательно ознакомьтесь с условиями, указанными ниже, и сохраните гарантийный талон. Талон предъявляется вместе с каждой заявкой на оказание гарантийного обслуживания.

Наименование дилера		Контактный телефон:	
Адрес дилера			
Наименование покупателя		Контактный телефон:	
Наименование изделия	Стерилизатор паровой медицинский	Серийный номер:	
Модель		Дата приобретения	
Отметка технического обслуживания	М.П.		

Примечания:

1. Поставщик принимает на себя гарантийные обязательства в отношении поставляемого Товара.
2. Гарантийный срок составляет 24 месяца
3. Гарантийный срок исчисляется с даты продажи Товара.
4. Сохраняйте гарантийный талон в течение всего гарантийного срока, предусмотренного для данного изделия.
5. Гарантийное обслуживание не осуществляется в следующих случаях:
 - 5.1 Отсутствие заполненного гарантийного талона.
 - 5.2 Любые неисправности и дефекты, возникшие в результате неправильной эксплуатации.
 - 5.3 Воздействие непредусмотренных внешних факторов.
 - 5.4 Самостоятельная разуконплектация оборудования неквалифицированным персоналом.
 - 5.5 Любые неисправности и дефекты, возникшие в результате воздействия природных катастроф и форс-мажорных обстоятельств.
 - 5.6 Иные непредусмотренные повреждения.